



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur d'incision initiale de Charnley

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Écarteur d'incision initiale de Charnley

**SKU** RM-CIIR-399-1

**\$399 USD**

### LISTE DES COMPOSANTS

| QUANTITÉ | COMPOSANT                                                 | DIMENSIONS / DESCRIPTION                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | Châssis de pince en boucle auto-statique                  | Boucle de cadre périmétrale lisse           |
| 1        | Lame courte à 4 griffes mousses incurvée vers l'extérieur | Extrémité active de 25 mm × 32 mm           |
| 1        | Lame longue à 4 griffes mousses incurvée vers l'extérieur | Extrémité active de 25 mm × 38 mm           |
| 1        | Crochet de traction amovible                              | Ancre incurvée pour l'engagement des tissus |
| 1        | Chaîne de connexion de traction métallique                | Brin de liaison mécanique                   |
| 1        | Ensemble de poids de suspension à gravité                 | Masse de traction continue                  |
| 1        | Boîte / Stockage protecteur                               | Emballage de transport standard             |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur d'incision initiale de Charnley est un système d'écarteur chirurgical orthopédique auto-statique de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une exposition continue et sans main des tissus mous et des berges de la plaie pendant l'arthroplastie totale de la hanche (PTH). Conçu pour maintenir proprement l'écartement de la peau initiale et des couches adipeuses sous-cutanées épaisses, ce système élimine le besoin de maintien manuel par un assistant lors des abords latéraux et antérolatéraux de la hanche, préservant ainsi un couloir visuel ouvert jusqu'au fascia lata.

Construit selon les spécifications cliniques, cet ensemble complet d'écarteur d'incision initiale de Charnley (\$399) comprend un châssis de pince auto-statique articulé avec une boucle périmétrale lisse. Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'extrémité active intègre une lame courte à 4 griffes mousses incurvée vers l'extérieur (25 mm × 32 mm) d'un côté, associée à une lame longue à 4 griffes mousses incurvée vers l'extérieur (25 mm × 38 mm) sur le bras opposé. Le système comprend un crochet de traction amovible, une chaîne de connexion de traction métallique à liaison mécanique et un ensemble de poids de suspension à gravité calibré qui applique une masse de traction continue vers le bas pour maintenir la tension automatiquement.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur d'incision initiale de Charnley pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitaliers, offrant aux centres de remplacement articulaire, aux blocs opératoires de traumatologie et aux cliniques chirurgicales orthopédiques du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une stérilisabilité complète en autoclave.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest