



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema Cirúrgico GYN Bookwalter StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema Cirúrgico GYN Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSAGYNS-1

\$1,599 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	StrongArm Plus de Montagem Superior com Grampo de Trilho	Articulado / Compatível com Trilho de Mesa
4	Cremalheira de Inclinação Autoestática	Multiangular Padrão
1	Anel Perineal com Entalhes	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Lâminas Vaginais Laterais	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Lâmina Vaginal Posterior	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Lâmina Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Lâmina Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Caixa de Esterilização	Estojo de Proteção

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema Cirúrgico GYN Bookwalter StrongArm é um sistema retrator autoestático montado no suporte StrongArm Plus. O suporte é fixado ao trilho da mesa de operação e sustenta a estrutura de retração, proporcionando exposição estável e mãos livres durante procedimentos cirúrgicos ginecológicos, vaginais e pélvicos.

O sistema de montagem é um StrongArm Plus articulado de montagem superior com um grampo compatível com trilho de mesa. Ele carrega um anel perineal com entalhes medindo 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm); o perfil

entalhado permite que as lâminas sejam assentadas em posições definidas ao redor da área de trabalho perineal.

Quatro cremalheiras de inclinação autoestáticas multiangulares padrão travam no anel e seguram cada lâmina na profundidade e ângulo escolhidos. O complemento de lâminas compreende duas lâminas vaginais laterais de 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm), uma lâmina vaginal posterior de 1" x 4½" (2.5 x 11.5 cm) e duas lâminas Deaver de 1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm) e 1" x 5" (2.5 x 12.7 cm).

Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético. O Sistema Cirúrgico GYN Bookwalter StrongArm é novo, reutilizável e totalmente autoclavável, sendo fornecido não estéril — deve ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados da unidade de saúde antes do uso. O Sistema Cirúrgico GYN Bookwalter StrongArm é fornecido em uma caixa de esterilização que protege e organiza os componentes. A Retractor Maker fabrica o sistema em Sialkot, Paquistão, e o fornece diretamente a hospitais, cirurgiões e distribuidores, com uma quantidade mínima de pedido de um conjunto completo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)