



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de Cirugía Ginecológica Bookwalter StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Sistema de Cirugía Ginecológica Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSAGYNS-1

\$1,599 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Montaje Superior StrongArm Plus con Abrazadera a Riel	Articulado / Compatible con Riel de Mesa
4	Cremallera de Inclinación Autoestática	Estándar Multiangular
1	Aro Perineal con Muecas	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valvas Vaginales Laterales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valva Vaginal Posterior	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Valva Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Valva Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche Protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de cirugía ginecológica Bookwalter StrongArm es un sistema de separación autoestático montado sobre el soporte StrongArm Plus. El soporte se fija al riel de la mesa de operaciones y sostiene el marco de separación, proporcionando una exposición estable y manos libres durante procedimientos quirúrgicos ginecológicos, vaginales y pélvicos.

El sistema de montaje consiste en un brazo articulado StrongArm Plus de montaje superior con una abrazadera compatible con el riel de la mesa. Este sostiene un aro perineal con muescas que mide 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm); el perfil con muescas permite que las valvas se asienten en posiciones definidas alrededor del área de

trabajo perineal.

Cuatro cremalleras de inclinación autoestáticas multiangulares estándar se bloquean al aro y sujetan cada valva a la profundidad y ángulo elegidos. El complemento de valvas comprende dos valvas vaginales laterales de 1" × 3" (2.5 × 7.6 cm), una valva vaginal posterior de 1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm) y dos valvas Deaver de 1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm) y 1" × 5" (2.5 × 12.7 cm).

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El sistema de cirugía ginecológica Bookwalter StrongArm es completamente nuevo, reutilizable y totalmente autoclavable, y se suministra no estéril; debe limpiarse y esterilizarse de acuerdo con los procedimientos validados del centro de salud antes de su uso. El sistema de cirugía ginecológica Bookwalter StrongArm se suministra en una caja de esterilización que protege y organiza los componentes. Retractor Maker fabrica el sistema en Sialkot, Pakistán, y lo suministra directamente a hospitales, cirujanos y distribuidores, con una cantidad mínima de pedido de un set completo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest