



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Finochietto-Infant

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Costal Finochiet to-Infant

SKU RM-FIRS-SERIES-1

\$319 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de guía horizontal delicado	Diseño de barra deslizante compacta optimizada para toracotomía infantil
2 (Par fijo)	Valvas anguladas fijas	Módulos laterales fenestrados de 14×15 mm o 15×15 mm
1	Bloqueo de tornillo giratorio	Perno de bloqueo de seguridad manual que fija la retracción y limita la fatiga
2	Brazos ergonómicos cónicos	Mangos estructurados ligeros fabricados con bordes exteriores completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Empaque de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Finochietto-Infant Rib Spreader es un separador quirúrgico torácico neonatal e infantil esencial, diseñado específicamente para proporcionar una distracción costal controlada y microcalibrada durante procedimientos cardiorrespiratorios congénitos. Diseñado con una delicada guía horizontal, este instrumento permite a los cirujanos pediátricos separar las diminutas costillas del lactante con una suavidad excepcional, evitando el desgarro de la unión costocondral mientras mantiene un corredor visual abierto hacia el mediastino infantil.

Construido para adaptarse a los delicados corredores anatómicos infantiles, esta serie Finochietto-Infant Rib Spreader ofrece hasta 75 mm de capacidad de ensanchamiento estructural en dos configuraciones de valvas especializadas: la Opción de Valva A (\$319) presenta valvas fenestradas fijas de 14 mm × 15 mm, y la Opción de Valva B (\$349) incorpora valvas fenestradas fijas de 15 mm × 15 mm. Fabricados a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los módulos laterales compactos sujetan las

costillas del lactante de forma segura sin deslizarse. Su perno de seguridad con bloqueo manual mediante tornillo fija la retracción de forma segura para eliminar la fatiga del usuario, mientras que los brazos ergonómicos cónicos cuentan con bordes exteriores lisos para proteger los tejidos blandos adyacentes.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Finochietto-Infant Rib Spreader para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas quirúrgicas neonatales, centros cardíacos congénitos y quirófanos de trauma pediátrico en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest