



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Scoville Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville Self Retaining Retractor

SKU RM-SSRR-150-1

\$259 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltender Gleitschienenrahmen	Hauptbasis-Gleitschiene für neurochirurgische und spinale Kavitätsexpositionen
1	Abnehmbares laterales Einzinken-Spitzblatt	50 mm Einzinken-Blatt zur tiefen Verankerung unter starken Inzisionslinien
1	Abnehmbares massives gezahntes Seitenblatt	60 mm x 25 mm massives Knochenretraktionsblatt mit strukturierten gezahnten Spitzen
1	Integrierte manuelle Schraubsperr	Gewindebaugruppe zur Fixierung der exakten Spreizung bei gleichzeitiger Verringerung der Anwenderermüdung
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichte Doppelarm-Branchen mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Scoville Self Retaining Retractor ist ein international anerkanntes Wirbelsäulen-Spreizersystem, das speziell für die tiefe, freihändige Verdrängung der paraspinalen Muskulatur und die laminäre Exposition während der posterioren lumbalen Dekompression entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer ultra-steifen Gleitschienenführung hält dieses Instrument dichte Multifidus- und Longissimus-Muskelebenen unter arretierter mechanischer Spannung auseinander. Dies eliminiert die Ermüdung der Assistentenhand und gewährleistet einen offenen, statischen Sichtkorridor bis zur Wirbellamina.

Dieses Scoville Self Retaining Retractor Komplettsset (\$259) entspricht klinischen Framework-Spezifikationen und verfügt über einen parallelen Gleitschienenrahmen, der sich horizontal bis zu einer maximalen Spreizweite von 150 mm öffnen lässt. Das aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte modulare System umfasst ein abnehmbares, 50 mm tiefes laterales Einzinken-Spitzblatt zur sicheren Verankerung unter starken Inzisionslinien sowie ein abnehmbares massives gezahntes Blatt (60 mm x 25 mm) zur sauberen Retraktion von Knochen- und Muskelschichten. Die integrierte manuelle Schraubsperrung fixiert die exakte horizontale Spreizung starr, während die ergonomischen Doppelarm-Branchen über glatte Außenkanten zum Schutz des umliegenden Gewebes verfügen.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Scoville Self Retaining Retractor so, dass er immensem mechanischem Gegenzug und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er neurochirurgischen OP-Sälen, Wirbelsäulenzentren und orthopädischen Trauma-Einheiten weltweit außergewöhnliche strukturelle Rigidität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Haltbarkeit im Autoklaven.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest