



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hargis Medial Ramus Ekartör

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Hargis Medial Ramus Ekartör

SKU RM-HMRR-1

**\$59 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK                    | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|-----------------------------------|----------------|-------------|
| Sol Tarafa Bakan — 7 ¾" (19.7 cm) | RM-HMRR-1-1    | \$59        |
| Sağ Tarafa Bakan — 7 ¾" (19.7 cm) | RM-HMRR-1-2    | \$59        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hargis Medial Ramus Ekartörü, mandibula ramusu medial yüzeyine güvenli ve engelsiz erişim sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiş bir ortognatik cerrahi ekartördür. Medial ramus korteksi ile medial pterygoid kası arasına nazikçe kayacak şekilde tasarlanan bu enstrüman, horizontal osteotomi kesileri sırasında mandibular foramen üzerindeki inferior alveolar sinir, arter ve veni korur.

Bilateral cerrahi yaklaşımlara uyum sağlamak üzere üretilen Hargis Medial Ramus Ekartörü, 7 ¾ inç (19.7 cm, \$59) sabit toplam uzunluğa sahiptir. Alet, menü üzerinden seçilebilen iki simetrik anatomik şekilde üretilmektedir: Sol taraf yönlü ve Sağ taraf yönlü varyasyonlar. Kavisli, atravmatik uç yapısı ramusun posterior ve medial sınırını tam kavrayarak doku kaymasını önlerken, cerrahi asistanın ellerini operasyon görüş hattının dışında tutar.

Yüksek kaliteli cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten, yansıma yapmayan saten mat yüzey ile üretilen Retractor Maker markalı Hargis Medial Ramus Ekartörü, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede dünya genelindeki ağız, diş ve çene cerrahları ile yüz rekonstrüktif cerrahlarına olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve klinik güvenilirlik sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest