



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système de chirurgie GYN Bookwalter StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Système de chirurgie GYN Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSAGYNS-1

\$1,599 USD

Liste des composants

Quantité	Composant	Dimensions / Description
1	StrongArm Plus à montage supérieur avec pince sur rail	Articulé / Compatible avec rail de table
4	Crémaillère inclinable auto-statique	Multi-angle standard
1	Anneau périnéal à encoches	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Valves vaginales latérales	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Valve vaginale postérieure	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Valve Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Valve Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection

Description du produit

Le système de chirurgie GYN Bookwalter StrongArm est un système d'écarteur auto-statique monté sur le support StrongArm Plus. Le support est fixé au rail de la table d'opération et soutient le cadre d'écartement, offrant une exposition stable et mains libres pendant les procédures chirurgicales gynécologiques, vaginales et pelviennes.

Le système de montage est un StrongArm Plus articulé à montage supérieur avec une pince compatible avec les rails de table. Il porte un anneau périnéal à encoches mesurant 9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm) ; le profil entaillé permet aux valves d'être positionnées à des endroits définis autour de la zone de travail périnéale.

Quatre crémaillères inclinables auto-statiques multi-angles standard se verrouillent sur l'anneau et maintiennent chaque valve à la profondeur et à l'angle choisis. Le jeu de valves comprend deux valves vaginales latérales de 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm), une valve vaginale postérieure de 1" x 4½" (2.5 x 11.5 cm) et deux valves Deaver de 1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm) et 1" x 5" (2.5 x 12.7 cm).

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Le système de chirurgie GYN Bookwalter StrongArm est neuf, réutilisable et entièrement autoclavable. Il est fourni non stérile — il doit être nettoyé et stérilisé selon les procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation. Le système est livré dans une boîte de stérilisation qui protège et organise les composants. Retractor Maker fabrique le système à Sialkot, au Pakistan, et le fournit directement aux hôpitaux, chirurgiens et distributeurs, avec une quantité minimale de commande d'un ensemble complet.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest