



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Веерный ретрактор с 3 пальцами

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Веерный ретрактор с 3 пальцами

SKU RM-FR3F-299-1

\$299 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
5 мм — Шарнирный	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 мм — Нешарнирный	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 мм — Шарнирный	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 мм — Нешарнирный	RM-FR3F-10N-1	\$299

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Веерный ретрактор с 3 пальцами — это специализированный лапароскопический хирургический ретрактор, разработанный специально для надежного, целенаправленного смещения мягких тканей и поднятия внутренних органов во время малоинвазивных абдоминальных и тазовых процедур. Разработанный с тремя взаимосвязанными механическими лезвиями, которые плавно складываются в низкопрофильный цилиндр, этот инструмент легко проходит через стандартные троакары, прежде чем раскрыться в анатомическую триаду, которая аккуратно обхватывает ткани, не загромождая оптическое поле.

Созданная в соответствии с клиническими требованиями, эта модель веерного ретрактора с 3 пальцами (\$299) предлагается с диаметром стержня 5 мм или 10 мм, с рабочей длиной от 330 мм до 375 мм (общая длина инструмента от 438 мм до 487 мм). Изготовленный вручную из немецкой нержавеющей стали, инструмент может быть выбран в конфигурации с шарнирным или нешарнирным стержнем, что позволяет хирургам изгибать рабочий конец вокруг узких брыжеечных углов. Специальный промывочный порт Luer-lock встроен в рукоятку для ирригации просвета под давлением, а гладкие атравматические края пальцев предотвращают серьезные ссадины или разрывы кишечника.

Изготовленный с матовой антибликовой поверхностью, Retractor Maker производит веерный ретрактор с 3 пальцами, который выдерживает многократные циклы автоклавирования в больнице, обеспечивая лапароскопические операционные, отделения абдоминальной хирургии и центры малоинвазивной гинекологии по всему миру исключительной структурной жесткостью, коррозионной стойкостью и полной надежностью автоклавирования.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest