



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tubular Retractor System (管状開創器システム)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tubular Retractor System (管状開創器システム)

SKU RM-TRS-MIS-1

\$2,199 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 長さ 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 長さ 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 長さ 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 長さ 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 長さ 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 長さ 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 長さ 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 長さ 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 長さ 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 長さ 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 長さ 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 長さ 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 長さ 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 長さ 90 mm

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 長さ 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 長さ 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 長さ 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 長さ 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 長さ 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 長さ 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 長さ 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 長さ 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 長さ 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 長さ 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 長さ 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 長さ 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 長さ 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 長さ 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 長さ 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 長さ 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 長さ 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 長さ 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 長さ 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 長さ 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 長さ 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 14 mm

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	多関節フレックス保持アーム
1	Table Clamp Set	手術台レール用マウント
1	Sterilization Box	再処理用整理ケース

製品詳細

Tubular Retractor Systemは、複雑な脊椎介入術において低侵襲な術野展開を可能にする必須の最小侵襲手術用インストゥルメント・プラットフォームです。筋肉を剥離するのではなく、段階的な組織拡張を促進することで、組織損傷を劇的に抑え、術後の疼痛軽減と患者の早期回復を実現します。

頸椎および腰椎の双方で汎用性を発揮するよう設計されており、直径12-14 mm、14-16 mm、16-18 mm、18-20 mm、27-29 mm、長さ30 mmから90 mmまで、幅広い特殊チューブポートを完備しています。セットには、6 mmから18 mmまでの連続ダイレーター、堅牢なテーブルレールクランプ、および手術台に確実に固定してターゲットのディスクスペース上にワーキングチューブを強固にロックする多関節アームが含まれます。

Retractor Makerは、非磁性の医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に光の反射を抑えるサテン仕上げを施し、精密加工されたTubular Retractor Systemを未滅菌の状態で提供します。専用の滅菌ボックスに収納されており、最適な滅菌管理と効率的な手術室の回転をサポートします。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest