



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Anterior Femoral Condylar Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Anterior Femoral Condylar Retractor

SKU RM-AFCR-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Anterior Femoral Condylar Retractor	5" (12.7 cm) Länge, 45 mm fenstriertes, gezahntes Blatt	\$99
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Anterior Femoral Condylar Retractor ist ein präziser orthopädischer Wundhaken, der speziell für die optimale anteriore Exposition des distalen Femurs bei primären und Revisions-Knieendoprothetik-Eingriffen entwickelt wurde. Durch die feste Verankerung am anterioren Kortex verdrängt dieses Instrument das Quadrizepsmuskelgewebe und den Streckapparat, ohne die umliegenden Bänder übermäßig zu belasten.

Diese Konfiguration des Anterior Femoral Condylar Retractor ist für überlegene intraoperative Ergonomie konzipiert und verfügt über eine Gesamtlänge von 5-inch (12.7 cm) und ein 45 mm breites Arbeitsende. Das Blatt besitzt eine abgewinkelte, fenstrierte Geometrie, die das Gesamtgewicht des Instruments reduziert, um die Ermüdung der Hand des Assistenten bei langwierigen Gelenkrekonstruktionen zu minimieren. Ausgeprägte Kreuzverzahnungen an der Blattspitze sorgen für eine verbesserte Gewebetraktion und verhindern, dass der Retractor unter Gegenzug von der knöchernen Femurcondyle abrutscht.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Anterior Femoral Condylar Retractor so, dass er hoher mechanischer Hebelwirkung und wiederholten Dampfautoklavierzyklen standhält, was Gelenkrekonstruktionsteams zuverlässige Haltbarkeit und Leistung bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest