



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lobster General Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lobster General Retractor System

SKU RM-LGRS-1

\$2,699 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Lobster-Rahmen	—
1	Lobster-Tischkloben mit vertikaler Stativsäule & Halterung	—
6	Lobster-Retraktorklemme	—
2	Lobster Mayo Gelenkretraktor	$\frac{3}{4}'' \times 2''$
1	Lobster Fence Gelenkretraktor	$4'' \times 6''$
1	Lobster Splanchnikus Gelenkretraktor	$2'' \times 6''$
1	Lobster Deaver Gelenkretraktor	$2\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Biegsamer Gelenkretraktor (perforiert)	$2'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Biegsamer Gelenkretraktor (perforiert)	$3'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Harrington Sweetheart Retraktor	$2'' \times 5''$
1	Lobster Kelly Gelenkretraktor, modifiziert	$3'' \times 2\frac{1}{2}''$
1	Lobster Kelly Gelenkretraktor, modifiziert	$3'' \times 4''$
1	Sterilisationscontainer	—

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Lobster General Retractor System ist eine anpassbare, tischmontierte Retraktorplattform, die entwickelt wurde, um die Ermüdung der Assistenten zu eliminieren und eine kontinuierliche, freihändige Exposition bei offenen abdominalen Eingriffen zu schaffen. Durch die sichere Befestigung an der Seitenschiene des Operationstisches bildet dieser selbsthaltende Rahmen einen unnachgiebigen strukturellen Umfang, der eine stabile Geweberetraktion ohne Verrutschen während langwieriger Operationen gewährleistet.

Speziell für allgemein-abdominalchirurgische und viszeralchirurgische Interventionen konfiguriert, umfasst das Lobster General Retractor System eine Hochleistungs-Tischkloben-Halterung, einen starren Lobster-Rahmen und sechs Schnellverschluss-Schiebeklemmen. Das System verfügt über ein 10-teiliges Sortiment an Gelenkvalven für die Allgemeinchirurgie – darunter modifizierte Kelly-Gelenkvalven (3" x 2½" und 3" x 4"), tiefe Splanchnikus-Viszeralvalven, breite Fence-Retraktoren, Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo sowie perforierte biegsame Streifen, die sich den Patientenkonturen anpassen.

Hergestellt aus nicht-magnetischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit blendfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das Lobster General Retractor System unsteril und voll autoklavierbar in einem maßgeschneiderten Hochleistungs-Sterilisationscontainer, was Krankenhäusern und chirurgischen Zentren zuverlässige Langlebigkeit und konsistente Leistung im OP bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest