



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Taylor Wirbelsäulen-Retraktor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Taylor Wirbelsäulen-Retraktor

SKU RM-TSR-1

**\$74 USD**

## VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION                                                                                                         | SKU / DETAILS | PREIS (USD) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) Tiefe — Zervikale und thorakale posteriore Laminektomie, jugendliche Wirbelsäule         | RM-TSR-1-1    | \$74        |
| 7 ½" (19.05 cm) — 3" oder 4" Tiefe — Standard Lendenwirbelsäulen-Laminektomie und Disrektomie bei Erwachsenen           | RM-TSR-1-2    | \$79        |
| 8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) Tiefe — Tiefe lumbale Fusion, bariatrische Wirbelsäulenchirurgie und sakrale Exposition | RM-TSR-1-3    | \$89        |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Taylor Wirbelsäulen-Retraktor ist ein klassischer Wundhaken für die Wirbelsäulenchirurgie, der speziell für die kraftvolle, rutschfeste Verdrängung der paraspinalen Muskulatur und die Verankerung am Dornfortsatz bei posterioren Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, rechtwinkligen Blatt, das in einer scharfen Spitze endet, hakt sich dieses Instrument direkt über den Dornfortsatz ein oder verankert sich an den intervertebralen Knochenrändern, um die dicke paraspinale Muskulatur lateral von der Lamina fernzuhalten.

Die Taylor-Retraktor-Serie ist für häufige Autoklavierzyklen ausgelegt, hochgradig korrosionsbeständig und wird in drei Gesamtlängen angeboten: 7 ¼ inches (18.42 cm, \$74), 7 ½ inches (19.05 cm, \$79) und 8 inches (20.32 cm, \$89). Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), können Chirurgen zwischen zwei Blattgrößen wählen: 3-inch (7.62 cm) Tiefe für Standard-Lendenwirbelkorridore oder 4-inch (10.16 cm) Tiefe für tiefe Wirbelkanäle und muskulöse Patienten. Das Griffdesign verfügt über eine

einendige Konfiguration, integriert in eine solide L-Form, die für optimale Handflächenplatzierung, hohe Traktionskontrolle und die Befestigung von Spanngewichten optimiert ist.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Taylor Wirbelsäulen-Retraktor so, dass er immensen manuellen Zugbelastungen standhält. Er bietet außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Wirbelsäulenzentren, neurochirurgische Abteilungen und orthopädische Operationssäle weltweit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest