



製品パンフレット

Campbell Nerve Root Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Campbell Nerve Root Retractor

SKU RM-CNRR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Campbell Nerve Root Retractor	全長8 ¾" (22.2 cm)、10–10.5 mm幅広ブレード	\$69
保護スリーブ/ボックス	個別配送用パッケージ	\$69

製品詳細

Campbell Nerve Root Retractorは、腰椎除圧術中に硬膜嚢や退出神経根を安全かつ非侵襲的に牽引・保護するために特別に設計された脊椎外科用器具です。細長く設計されたシャフトにより、脊椎外科医は手術用顕微鏡の視界を妨げることなく、椎間層間に深い術野を確保できます。

神経組織への最適なアプローチのために、このCampbell Nerve Root Retractorモデルは全長8 ¾ inches (22.2 cm) に加え、10 mmから10.5 mmの幅広なブレードプロファイルを採用しています。局所的な圧迫壊死のリスクがある細い先端のプロープとは異なり、この幅広ブレードの設計は、神経膜全体に牽引力を均一に分散させ、回転バーやディスクロンジュール、ケージから神経線維を優しく保護します。人間工学に基づいたハンドルは、繊細な椎間板切除作業において洗練されたタクトイルフィードバックと滑りにくい操作性を提供します。

Retractor Makerは、反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム手術用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されたCampbell Nerve Root Retractorを、滅菌およびオートクレーブ対応の保護包装で提供しており、世界中の脊椎外科および脳神経外科の手術室に比類のない精度と耐食性をお届けします。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest