



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Levasseur Merrill

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Levasseur Merrill

SKU RM-LMR-25-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Levasseur Merrill	Dimensions / Détails : longueur totale de 25 cm, lame à canal d'ostéotomie 12.5 / 27 mm · Quantité incluse : 1	\$69
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Levasseur Merrill est un instrument chirurgical buccal et maxillo-facial indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une exposition osseuse sécurisée lors des ostéotomies verticales intra-orales de la branche montante (IVRO). Conçu avec un canal d'accrochage anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens d'envelopper solidement le bord postérieur de la branche montante, protégeant ainsi les branches du nerf facial, l'artère maxillaire et le tissu parotidien des scies d'ostéotomie à mouvement alternatif.

Conçu pour un dégagement intra-oral profond, cette configuration de l'écarteur Levasseur Merrill présente une longueur totale de 25 cm (\$69) qui atteint facilement les champs mandibulaires profonds tout en maintenant les mains de l'assistant en toute sécurité à l'extérieur du champ opératoire. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument intègre des configurations de paramètres d'ostéotomie spécialisées avec des métriques dimensionnelles de 12.5 mm / 27 mm optimisées pour les ostéotomies de la branche verticale. Son manche plat ergonomique offre un levier manuel stable tout au long des coupes osseuses exigeantes.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Levasseur Merrill pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens maxillo-faciaux,

orthognathiques et reconstructeurs du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest