



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Finochietto (Modif)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Costal Finochietto (Modif)

SKU RM-FMR-299-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de riel horizontal aerodinámico	Riel de deslizamiento plano que admite ampliación manual de acceso profundo (apertura de 120 mm)
2 (Par fijo)	Valvas curvas fijas	Valvas laterales fenestradas de 14 mm x 15 mm contorneadas a las superficies costales
1	Conjunto de cierre de tornillo rotatorio	Engranaje de apriete para asegurar una retracción quirúrgica óptima
2	Brazos de extensión ergonómicos	Mangos ligeros de separación de tejidos para disminuir la fatiga del usuario
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Costal Finochietto (Modif) es un separador quirúrgico torácico especializado, diseñado específicamente para proporcionar una separación costal gradual y segura, así como la exposición de la pared torácica durante procedimientos de toracotomía anterior y lateral. Diseñado con valvas laterales fenestradas fijas, este instrumento modificado permite a los cirujanos aplicar fuerzas de separación mecánica calibradas a través de estructuras costales delicadas, evitando fracturas óseas mientras mantiene un corredor visual estable y sin obstrucciones hacia la cavidad pleural.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, esta configuración del Separador Costal Finochietto (Modif) (\$299) presenta un marco de riel horizontal aerodinámico con una guía plana que admite la ampliación manual de acceso profundo hasta una capacidad de expansión máxima de 120 mm. Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las dimensiones de las valvas incorporan hojas

curvas fijas de 14 mm x 15 mm contorneadas a las superficies costales, lo que las hace ideales para huesos delicados y cajas torácicas pediátricas o de adultos delgados. El conjunto de cierre de tornillo rotatorio asegura una retracción quirúrgica óptima, mientras que dos brazos de extensión ergonómicos reducen la fatiga del usuario.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Costal Finochietto (Modif) para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas cardioráscicas, centros de trauma y quirófanos torácicos pediátricos en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)