



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador autoestático Darling Popliteal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador autoestático Darling Popliteal

SKU RM-DPSRR-1

\$109 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Option A — 54 mm × 25 mm Izquierda / 76 mm × 38 mm Derecha — Abordaje de arteria poplítea profunda con desplazamiento muscular lateral	RM-DPSRR-1-1	\$109
Option B — 76 mm × 38 mm Izquierda / 54 mm × 25 mm Derecha — Abordaje de arteria poplítea profunda con desplazamiento muscular medial	RM-DPSRR-1-2	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador autoestático Darling Popliteal es un instrumento quirúrgico vascular y ortopédico indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una exposición estable y manos libres de la fosa poplítea y la trifurcación vascular. Diseñado con valvas asimétricas que se adaptan a los contornos anatómicos profundos del espacio posterior de la rodilla, este instrumento desplaza los músculos gastrocnemio e isquiotibiales sin comprimir los vasos poplíteos.

Construido para una adaptabilidad total del procedimiento, este separador autoestático Darling Popliteal presenta un marco autoestático ajustable con juegos de valvas dobles personalizables (\$109). Los cirujanos pueden configurar el marco con opciones de 54 mm × 25 mm Izquierda / 76 mm × 38 mm Derecha o 76 mm × 38 mm Izquierda / 54 mm × 25 mm Derecha; las series de producción estándar también admiten proporciones de valvas de 76 mm × 25 mm. El cierre de cremallera multiposición integrado mantiene automáticamente la contratensión tisular deseada, eliminando la fatiga manual del asistente durante los injertos de derivación vascular delicados.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el separador autoestático Darling Popliteal para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad clínica completa para salas de cirugía vascular y de trauma en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest