



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

S Total Knee Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



S Total Knee Retractor

SKU RM-STKR-6IN-1

\$59 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Einblatt-Modell 10 mm — 6" length, 10 mm breites Blatt	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Einblatt-Modell 20 mm — 6" length, 20 mm breites Blatt	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Doppelendige Ausführung — 6" Länge, 5 mm & 13 mm duale Enden	RM-STKR-6IN-1-3	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der S Total Knee Retractor ist ein spezialisierter orthopädischer Wundhaken, der speziell für die zuverlässige Verdrängung von Weichteilen und Kollateralbändern bei totalen und unikompartimentellen Knieendoprothesen entwickelt wurde. Durch das anatomische S-förmige Chassis ermöglicht dieses Instrument Chirurgen, periartikuläre Kapseln und Bandstrukturen sauber von oszillierenden Knochensägen wegzuhalten, wodurch das Tibiaplateau und die Femurkondylen ohne Behinderung des Operationskanals exponiert werden.

Konzipiert für dauerhafte mechanische Leistung im anspruchsvollen orthopädischen Umfeld, weist diese Konfiguration des S Total Knee Retractor eine Gesamtlänge von 6 Zoll (15.24 cm, \$59) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), bietet das schlanke S-Design verschiedene Blatt- und Spitzenformate für spezifische Gelenkräume, darunter Einzelblatt-Modelle mit 10 mm und 20 mm sowie eine vielseitige Doppelend-Variante mit 5 mm und 13 mm. Die abgerundeten Blattkanten schützen empfindliche neurovaskuläre Bündel und Seitenbänder vor Lazerationen.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den S Total Knee Retractor so, dass er hohen orthopädischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für

Knie-Rekonstruktionsabteilungen und Traumazentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest