



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de côtes Baby-Haight

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de côtes Baby-Haight

SKU RM-BHRS-52-1

\$289 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de guidage à expansion linéaire ultra-miniature	Rail coulissant micro-rainuré conçu pour les paramètres chirurgicaux néonataux
2	Valves latérales fenêtrées amovibles (Paire 1)	Mini-pales tissulaires de 9 mm × 10 mm conçues pour limiter la nécrose de pression
2	Valves latérales fenêtrées amovibles (Paire 2)	Mini-pales tissulaires de 9 mm × 20 mm pour les couloirs infantiles plus profonds
1	Verrouillage à vis à pas fin intégré	Vis moletée à profil bas pour un contrôle de la largeur étape par étape
2	Bras d'extension ergonomiques pour micro-pinces	Profils de poignées légers et profilés avec bords extérieurs lisses
1	Boîte de rangement et protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de côtes Baby-Haight est un écarteur de chirurgie cardiothoracique néonatale et pédiatrique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une séparation intercostale sûre et progressive dans les cages thoraciques infantiles extrêmement fragiles. Doté d'un cadre de guidage à expansion linéaire micro-rainuré, cet instrument permet aux chirurgiens pédiatriques de répartir les forces de distraction mécanique avec une micro-précision étape par étape, éliminant la nécrose de pression focale et prévenant les fractures costales lors des chirurgies cardiaques congénitales.

Construit spécifiquement pour répondre aux paramètres chirurgicaux néonataux, cet ensemble complet d'écarteur de côtes Baby-Haight (\$289) offre une capacité de canal de micro-expansion allant jusqu'à 52 mm. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le système modulaire comprend quatre valves latérales fenêtrées amovibles (deux paires interchangeables) comprenant la paire 1 mesurant 9 mm × 10 mm pour les incisions néonatales superficielles, et la paire 2 mesurant 9 mm × 20 mm pour les couloirs thoraciques infantiles plus profonds. Le verrouillage à vis à pas fin intégré avec vis moletée assure un contrôle de la largeur autobloquant étape par étape, tandis que les bras d'extension profilés pour micro-pinces présentent des bords extérieurs lisses qui protègent les tissus mous environnants.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de côtes Baby-Haight pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres cardiaques pédiatriques, aux unités chirurgicales de soins intensifs néonataux et aux hôpitaux pour enfants du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest