



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Obwegeser Chin Retractor (顎用レトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Obwegeser Chin Retractor (顎用レトラクター)

SKU RM-OCR-16-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Obwegeser Chin Retractor	全長16 cm、サドル型弯曲ブレード	\$44
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$44

製品詳細

Obwegeser Chin Retractorは、オトガイ形成術において下顎結合前方の軟組織を安全かつ愛護的に排除するために特別に設計された、国際的に高く評価されている顎顔面および顔面美容外科用レトラクターです。あごの下縁にしっかりと掛かるサドル型の弯曲ブレードにより、両側のオトガイ神経を保護しながら、水平骨切りラインからオトガイ筋を的確に挙上することができます。

口腔内での優れた操作性を実現するため、本モデルは全長16 cmの構成を採用しています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドメイドで製作されており、先端ブレードはあごの骨の凸面に適合するように設計されているため、ボーンソーによる切削やスクリュー固定の際も器具が不意にずれることを防ぎます。人間工学に基づいたフラットハンドルは、長時間の審美再建術においても助手が疲労することなく安定した牽引を維持できるレバレッジを提供します。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのObwegeser Chin Retractorは、病院内での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるよう製造されており、世界中の形成外科、顎顔面外科、再建外科センターに卓越した耐食性、構造的剛性、そして完全な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest