



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Willauer-Deaver

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Willauer-Deaver

SKU RM-WDR-395-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
25 mm Lâmina Larga — 25 mm wide x 108 mm superfície de trabalho	RM-WDR-395-1-1	\$99
50 mm Lâmina Larga — 50 mm largura x 108 mm superfície de trabalho	RM-WDR-395-1-2	\$149

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Willauer-Deaver é um afastador cirúrgico especializado para cavidades profundas, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e de ampla superfície do parênquima pulmonar, vísceras abdominais e estruturas torácicas durante procedimentos abertos de grande porte. Projetado com uma lâmina de gancho curva alongada terminando em um rebordo arredondado atraumático, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos apliquem contra-tração sustentada em planos viscerais pesados sem causar contusões ou lacerações serosas.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave e com garantia vitalícia contra ferrugem, esta configuração do Afastador Willauer-Deaver apresenta um comprimento total extraordinário de 39.5 cm, permitindo longo alcance na pelve verdadeira e na cavidade torácica. Produzido artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) premium de grau cirúrgico, o comprimento da lâmina de trabalho ativa mede 108 mm ao longo de sua superfície curva. O instrumento é excepcionalmente adaptável a diferentes profundidades clínicas através de duas opções distintas: uma lâmina de 25 mm de largura (\$99) para fixação tecidual focada e exposição vascular profunda, e uma lâmina expansiva de 50 mm de largura (\$149) para amplo deslocamento pulmonar e hepático. Seu cabo plano ergonômico proporciona alavancagem manual livre de fadiga.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Willauer-Deaver para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, equipando salas de cirurgia cardiotorácica, centros de trauma e centros cirúrgicos gerais em todo o mundo com durabilidade excepcional e resistência total à corrosão.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)