



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Endaural Henner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Endaural Henner

SKU RM-HER-475-1

\$189 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Padrão	RM-HER-475-1-2	\$189

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Endaural Henner é um afastador cirúrgico otológico reconhecido internacionalmente, projetado especificamente para fornecer exposição mãos-livres e desimpedida do canal auditivo externo, da membrana timpânica e das estruturas do ouvido médio durante procedimentos endaurais. Projetado com uma curvatura anatômica, este afastador afasta as incisões meatais de forma limpa, sem invadir a linha de visão microscópica ou obstruir microinstrumentos delicados.

Construído para acesso anatômico restrito em corredores otológicos confinados, esta configuração do Afastador Endaural Henner apresenta um comprimento total de 4 ¾ polegadas (12.06 cm). O design do seu cabo incorpora uma estrutura contornada ergonomicamente, desenvolvida para fornecer uma empunhadura firme e positiva para reduzir a fadiga manual do cirurgião durante procedimentos prolongados. A trava mecânica usinada com precisão mantém uma contra-tração tecidual constante e antiderrapante, garantindo estabilidade inabalável durante disseções delicadas de ossiculoplastia ou timpanoplastia.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Endaural Henner seguindo rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural absoluta e durabilidade total em autoclave para centros cirúrgicos de otorrinolaringologia e base lateral do crânio em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)