



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Canal Mandibular Dumbach

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Canal Mandibular Dumbach

SKU RM-DMCR-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Curvo Izquierda — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Curvo Derecha — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Canal Mandibular Dumbach es un separador quirúrgico maxilofacial especializado, diseñado específicamente para proporcionar una exposición segura y no traumática de los bordes inferior y posterior de la rama mandibular durante procedimientos ortognáticos y de trauma. Diseñado con un extremo de trabajo de canal curvo que se engancha firmemente a lo largo del borde del hueso cortical, este instrumento protege los vasos faciales y el nervio mandibular marginal de las fresas rotatorias y sierras oscilantes.

Fabricado para un despeje intraoral profundo, esta configuración del Separador de Canal Mandibular Dumbach presenta una longitud estructural total extendida de 23 cm (\$49), lo que representa un perfil de diseño avanzado y alargado construido para acceder cómodamente a campos mandibulares profundos, manteniendo las manos del asistente fuera del corredor operatorio. Los cirujanos pueden personalizar la orientación operativa al momento de la compra entre Curva Izquierda y Curva Derecha para alinearse con los abordajes quirúrgicos localizados. Su mango ergonómico garantiza una palanca manual estable y sin fatiga.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador de Canal Mandibular Dumbach para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los cirujanos orales, maxilofaciales y plásticos de todo el mundo una durabilidad superior, alta resistencia a la corrosión y total compatibilidad con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest