



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Nervos Hoen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Nervos Hoen

SKU RM-HNR-22-1

\$24 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Nervos Hoen	22 cm de comprimento total, ponta de nervo atraumática curva	\$24
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de trânsito	\$24

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Nervos Hoen é um instrumento neurocirúrgico e espinal aclamado internacionalmente, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e não traumático da raiz nervosa e do saco tecal durante procedimentos de descompressão espinal. Projetado com uma ponta distal curva ultra-lisa, este afastador permite que os cirurgiões explorem, mobilizem e protejam suavemente fibras neurais delicadas sem causar neuropraxia por tração localizada ou lacerações durais.

Construído para o deslocamento delicado de raízes nervosas em corredores operatórios profundos, esta configuração do Afastador de Nervos Hoen apresenta um comprimento total da ferramenta de 22 cm (\$24). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para oferecer resistência absoluta à corrosão e longa vida útil, sua haste delgada e equilibrada proporciona ao cirurgião uma sensibilidade tátil refinada. O cabo ergonômico serrilhado garante o controle antiderrapante na ponta dos dedos sob microscópios cirúrgicos de alta ampliação.

Fabricado sob rigorosas tolerâncias clínicas com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador de Nervos Hoen não estéril e totalmente autoclavável dentro de embalagens protetoras, proporcionando a neurocirurgiões e especialistas em coluna em todo o mundo um controle de microdissecação e confiabilidade clínica inigualáveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest