



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kondylus-Haken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kondylus-Haken

SKU RM-CONDR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
8 mm × 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm × 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kondylus-Haken ist ein unverzichtbarer MKG-Wundhaken, der speziell für die sichere und rutschfeste Darstellung des Processus condylaris und des subkondylären Halses bei orthognathen und traumatologischen Eingriffen entwickelt wurde. Das Instrument ist so konzipiert, dass es sicher hinter den Hinterrand des aufsteigenden Unterkieferastes greift, wodurch Chirurgen das dicke Pterygomasseter-Gewebe verdrängen und gleichzeitig kritische neurovaskuläre Strukturen schützen können.

Dieser Kondylus-Haken wurde für den tiefen intraoralen Zugang optimiert und bietet mit einer Gesamtlänge von 21 cm maximale Reichweite, während er die Belastung für den Assistenten bei langwierigen Operationen reduziert. Das Instrument wird in zwei wählbaren Blattgrößen gefertigt: 8 mm × 27 mm (\$44) und 10 mm × 44 mm (\$49). Das Arbeitsende verfügt über eine spezielle Querriefung, die für einen verbesserten Halt auf rutschigem Periostgewebe sorgt und eine konstante Gegenzugkraft ohne versehentliches Abrutschen vom kortikalen Knochenrand gewährleistet.

Retractor Maker fertigt den Kondylus-Haken aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish. Er ist so konzipiert, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält, und bietet MKG-Chirurgen und plastischen Chirurgen weltweit eine überlegene ergonomische Balance, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest