



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Шейный ретрактор типа Cloward-Style

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Шейный ретрактор типа Cloward-Style

SKU RM-CSCR-17-1

\$75 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Рама шейного ретрактора типа Cloward-Style	Общая длина 17 см, шарнирные бранши, храповой замок	\$75
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$75

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Шейный ретрактор типа Cloward-Style является базовой самодержащейся хирургической рамой, разработанной специально для стабильного и бесконтактного разведения мягких тканей при операциях на переднем отделе шейного отдела позвоночника. Благодаря артикуляционной шарнирной конструкции, эта рама динамически подстраивается под индивидуальные контуры шеи пациента, равномерно распределяя усилия ретракции и защищая деликатные трахеоэзофагеальные ткани.

Разработанное для снижения утомляемости ассистента, это шасси ретрактора Cloward-Style длиной 17 см представляет собой шарнирную раму (\$75), предназначенную для установки сменных шейных лопаток. Кольцевые ручки оснащены многопозиционным механическим храповым замком, который автоматически и надежно удерживает заданное натяжение тканей, предотвращая случайное соскальзывание и минимизируя нагрузку на кисть и запястье хирурга во время длительных манипуляций по дискэктомии и спондилодезу.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker поставляет ретрактор Cloward-Style в нестерильном виде. Инструмент полностью автоклавируем и поставляется в защитной упаковке, обеспечивая спинальным хирургам и нейрохирургическим бригадам надежность, плавную работу храповика и длительный срок службы в клинических условиях.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)