



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bent Hohmann Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bent Hohmann Retractor

SKU RM-BHR-ORTHO-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ⅛"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89

製品詳細

Bent Hohmann Retractorは、人工関節置換術や骨折固定術において、卓越した組織排除と術野確保を実現するために設計された不可欠な整形外科用ボーンレバーです。シャンクに独特の下向きの曲がり設けたデザインにより、助手の長時間の保持でも手やハンドルが切開部から離れ、深部関節腔への視界を妨げることがありません。

高レバレッジな骨・筋肉の挙上のために構築されたこのBent Hohmann Retractorシリーズは、広範な解剖学的長さとハンドルプロファイルを選択可能です。全長は8" (\$69)、9 ¾" (\$74)、11" (\$79)、11 ½" (\$84)、12 ⅛" (\$89)から選択でき、ハンドルプロファイルは7"、9 ¾"、10"を用意しています。輪郭の付いた細い先端の嘴部は、骨皮質の後ろに確実に固定され、神経血管領域に滑り込むことなく強力なカウンター・トラクションを提供します。

高張力のサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えたサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のBent Hohmann Retractorは、強いトルクがかかっても曲がることのない耐久性を備え、世界中の人工関節および外傷外科チームに信頼性の高い臨床パフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest