



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

前外側アセタブラー・リム・レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



前外側アセタブラー・ リム・レトラクター

SKU RM-AARR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
前外側アセタブラー・リム・レトラクター	全長10" (25.4 cm)、ブレード幅18 mm × 深さ3.25"	\$49
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

前外側アセタブラー・リム・レトラクターは、初回および再置換術の人工股関節全置換術において、寛骨臼縁を明確かつ安定して露出させるために設計された整形外科専用レトラクターです。前外側の骨縁に確実に固定することで、前方関節包組織や外転筋群を圧排し、骨盤臼蓋へのクリアな視界を確保します。

強力な解剖学的レバレッジを実現するよう設計されたこのモデルは、全長10 inches (25.4 cm)、ブレード幅18 mm、そして3.25-inch (8.3 cm)の深型ブレードプロファイルを備えています。角度のついた遠位ブレードは、周囲の大腿神経血管構造を圧迫することなく、寛骨臼縁にしっかりと掛かるように輪郭形成されています。人間工学に基づいたハンドルは、臼蓋のリーミングやカップ打ち込みの際、助手による持続的なカウンター・トラクションを最小限の手の疲労で可能にします。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテン・マット仕上げを施したRetractor Maker製の前外側アセタブラー・リム・レトラクターは、強い術中負荷に耐えるよう製造されており、世界中の整形外科施設に優れた耐食性と完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest