



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cooley 胸骨開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cooley 胸骨開創器

SKU RM-CSR-STD-1

\$354 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小児用プロファイル — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
成人用プロファイル — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
特大プロファイル — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374

製品詳細

Cooley 胸骨開創器は、開胸心臓手術や胸部手術において、確実で対称的な胸骨分離と広い縦隔露出を提供するために特別に設計された、心臓血管外科の基礎となる手術器具です。堅牢なラック・アンド・ピニオン式のギア機構により、強力な開創力を両側の胸骨縁に均等に分散させ、局所的な骨折や肋軟骨脱臼を防止します。

患者の多様な解剖学的プロファイルに対応するため、Cooley 胸骨開創器は精密にスケール調整された3つの構成で製造されています：小児用（145 × 140 × 21 × 45 mm、\$354）、成人用（200 × 180 × 32 × 50 mm、\$364）、およびXLサイズ（178 × 152 × 102 × 29 mm、\$374）。解剖学的なブレードの曲線と保護用のリップが分割された胸骨皮質に確実に固定され、バイパスの挿管、弁形成、血管吻合の間、安定した術野を維持します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレード用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker 製 Cooley 胸骨開創器は、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の心臓外科手術室に優れた機械的剛性、スムーズなクランク操作、そして長寿命の耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest