



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор коленного сустава вогнутый

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор коленного сустава вогнутый

SKU RM-CKR-1

\$105 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Стандартная бранша	RM-CKR-1-1	\$105
Узкий длинный клинок	RM-CKR-1-2	\$105

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Вогнутый ретрактор для коленного сустава — это специализированный ортопедический инструмент, разработанный для обеспечения исключительного рычажного усилия на кость и защиты мягких тканей при полном эндопротезировании и сложных реконструкциях коленного сустава. Благодаря анатомическому вогнутому профилю лезвия инструмент плавно облегает мышелки бедра и плато большеберцовой кости, позволяя хирургам отводить коллатеральные связки и периапартрикулярные мягкие ткани без риска соскальзывания.

Эта модель вогнутого ретрактора Retractor Maker рассчитана на высокие нагрузки на сустав и имеет общую длину 9.5" (24.13 см) (\$105), что обеспечивает оптимальную глубину работы, удерживая руки ассистента вне зоны пропила. Хирурги могут выбирать между двумя конфигурациями: Standard Blade для широкого смещения мягких тканей или Narrow Long Blade, оптимизированным для глубоких, ограниченных пространств и малоинвазивных доступов. Эргономичная рукоятка обеспечивает превосходное ручное усилие, снижая утомляемость при выполнении длительных костных резекций.

Ретрактор изготовлен из высокопрочной медицинской нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием. Retractor Maker гарантирует устойчивость к высоким нагрузкам на кручение и многократным циклам автоклавирования, обеспечивая операционным бригадам бескомпромиссную надежность и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest