



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU RM-ILACF-1

\$4,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Medidor de Profundidade	Codificado por cores
2	Cabo Twist Lock	Punho de Silicone
1	Frame Longitudinal	Padrão
1	Frame Transversal	Padrão
2	Lâmina Romba	30 mm, prata
2	Lâmina Romba	35 mm, azul
2	Lâmina Romba	40 mm, vermelho
2	Lâmina Romba	55 mm, preto
2	Lâmina Romba	60 mm, dourado
2	Lâmina Romba	65 mm, azul-marinho
2	Lâmina Romba	70 mm, verde claro
2	Lâmina Romba	75 mm, laranja
1	Lâmina de Dentes Curtos	30 mm, prata
1	Lâmina de Dentes Curtos	35 mm, azul

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina de Dentes Curtos	40 mm, vermelho
1	Lâmina de Dentes Curtos	45 mm, verde
1	Lâmina de Dentes Curtos	50 mm, violeta
1	Lâmina de Dentes Curtos	55 mm, preto
1	Lâmina de Dentes Curtos	60 mm, dourado
1	Lâmina de Dentes Curtos	65 mm, azul-marinho
1	Lâmina de Dentes Longos	30 mm, prata
1	Lâmina de Dentes Longos	35 mm, azul
1	Lâmina de Dentes Longos	40 mm, vermelho
1	Lâmina de Dentes Longos	45 mm, verde
1	Lâmina de Dentes Longos	50 mm, violeta
1	Lâmina de Dentes Longos	55 mm, preto
1	Lâmina de Dentes Longos	60 mm, dourado
1	Lâmina de Dentes Longos	65 mm, azul-marinho
2	Micro Lâmina, Romba	14 x 35 mm, azul
2	Micro Lâmina, Romba	14 x 40 mm, vermelho
2	Micro Lâmina, Romba	14 x 45 mm, verde
2	Micro Lâmina, Romba	14 x 50 mm, violeta
2	Micro Lâmina, Romba	14 x 55 mm, preto
2	Micro Lâmina, Romba	14 x 60 mm, dourado
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 x 35 mm
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 x 40 mm
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 x 45 mm
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 x 50 mm
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 x 55 mm

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Micro Lâmina, Dentes Curtos	14 × 60 mm
2	Broca Helicoidal CVB	8 mm profundidade, 5¾" comprimento
1	Guia de Broca para Distrator CVB	Esquerdo
1	Guia de Broca para Distrator CVB	Direito
1	Distrator de Corpo Vertebral	Esquerdo, cremalheira de 100 mm
1	Distrator de Corpo Vertebral	Direito, cremalheira de 100 mm
2	Chave de Fenda CVB	Cabo de Silicone
1	Distrator Multinível	Esquerdo, cremalheira de 120 mm, extensão de 90 mm
1	Distrator Multinível	Direito, cremalheira de 120 mm, extensão de 90 mm
1	Porta-Enxerto Ósseo	ponta de 8 × 15 mm, 210 mm comprimento
1	Impactor de Enxerto Ósseo	3 mm
1	Impactor de Enxerto Ósseo	5 mm
1	Impactor de Enxerto Ósseo	8 mm
1	Cortador de Enxerto	Profundidade ajustável 8.75", 7 mm largura
1	Paquímetro ACF	9"
1	Caixa de Esterilização	Estojo sob medida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set é uma plataforma de instrumentação cirúrgica premium completa, projetada para atender a todas as fases dos procedimentos de fusão cervical anterior (ACF/ACDF). Ao combinar perfeitamente quadros de exposição de tecidos moles, distratores de corpos intervertebrais calibrados e instrumentos dedicados para enxertia óssea em um sistema unificado, este conjunto maximiza a eficiência operatória mantendo precisão cirúrgica absoluta.

Construído para total adaptabilidade anatômica, o Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set apresenta afastadores longitudinais e transversais, dois cabos de silicone twist-lock e um medidor de profundidade codificado por cores. O conjunto de lâminas inclui 56 unidades nos perfis romba (blunt), dentes curtos, dentes longos e micro (30 mm a 75 mm). Para restauração vertebral, o conjunto inclui distratores de cremalheira de 100 mm e 120 mm, guias de broca, brocas helicoidais, chaves com cabo de silicone, porta-enxerto ósseo, três impactores (3 mm, 5 mm, 8 mm), um cortador de enxerto ajustável e um paquímetro de 9-inch.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico e silicone autoclavável com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set completo, não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa de esterilização de alta resistência, proporcionando aos cirurgiões de coluna qualidade e confiabilidade processual sem concessões.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)