



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Oldberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Oldberg

SKU RM-OR-21-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
13.0 mm Hoja Ancha	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm Wide Blade	RM-OR-21-1-2	\$49
Hoja de 19.0 mm de ancho	RM-OR-21-1-3	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Oldberg es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento fiable y no traumático de los tejidos blandos y la exposición de los bordes de la herida durante procedimientos craneales, espinales y ortopédicos profundos. Diseñado con un vástago alargado y delgado, este separador permite a los asistentes quirúrgicos mantener una contracción manual constante sin obstruir el corredor visual directo del cirujano ni estorbar a las lupas quirúrgicas o microscopios operacionales.

Construido para adaptarse a diversos campos quirúrgicos, este separador Oldberg mantiene un perfil longitudinal uniforme de 21 cm (\$49). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece tres anchos de hoja únicos seleccionables en los parámetros de opción: una hoja de 13.0 mm de ancho con un perfil de rastrillo de 3 puntas para una sujeción fascial focalizada, una hoja de 15.0 mm de ancho con un perfil de rastrillo de 4 puntas para un desplazamiento intermedio de los bordes de la herida, y una hoja expansiva de 19.0 mm de ancho con un perfil de hoja lisa y roma para una sujeción amplia y atraumática de tejidos blandos. Su mango plano ergonómico proporciona un apalancamiento manual sin fatiga.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el separador Oldberg para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez

estructural inquebrantable y una durabilidad total en autoclave para centros neuroquirúrgicos y de columna en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest