



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Zalkind Biegsamer Biegespatel (Malleable)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Zalkind Biegsamer Biegespatel (Malleable)

SKU RM-ZMRR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Zalkind Biegespatel ist ein unverzichtbares, flexibles chirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, individuell konturierte Gewebeverdrängung und den Schutz von Eingeweiden in der Allgemein-, Plastischen-, Kinder- und tiefen orthopädischen Chirurgie entwickelt wurde. Durch das ultra-duktile Flachblatt-Chassis kann der Operateur das Instrument intraoperativ an die jeweilige anatomische Kavität anpassen, wodurch lokalisierte Drucktraumata oder Scherverletzungen an empfindlichen Organen und neurovaskulären Bündeln vermieden werden.

Diese für hochfrequente Autoklaven-Sterilisation ausgelegte Zalkind-Serie bietet eine lebenslange Garantie gegen Rost und ist über eine umfangreiche Matrix an Dimensionen hochgradig anpassbar. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), sind Gesamtlängen von 10

cm (\$44), 18 cm (\$49), 20 cm (\$54), 21 cm (\$59), 26 cm (\$64), 30 cm (\$69) und 33 cm (\$69) verfügbar. Die Blattbreiten umfassen Mikro-Größen von 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm und 7 mm, wobei Sonderanfertigungen bis zu 2 cm bis 7 cm Breite für makroskopische Gewebeverdrängung möglich sind. Die glatt polierten Kanten verhindern Abrasionen an den Organen, während das Blatt seine Form auch unter kontinuierlichem Gegenzug beibehält.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Zalkind Biegespatel so, dass er wiederholtem manuellem Biegen und Klinik-Sterilisationszyklen standhält. Damit bietet er Operationssälen, Traumazentren und rekonstruktiven Kliniken weltweit außergewöhnliche Duktilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest