



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sims Vajinal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sims Vajinal Ekartör

SKU RM-SVR-19-1

\$91 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
63.5 mm × 25 mm — Parlak veya Ebonize	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Parlatılmış veya Ebonize	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Parlak veya Ebonize	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Parlak veya Ebonize	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Parlak veya Ebonize	RM-SVR-19-1-5	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sims Vajinal Ekartör, vajinal duvarların ve pelvik tabanın güvenli, travmatik olmayan şekilde deplasmanı için özel olarak tasarlanmış, temel bir jinekolojik ve pelvik rekonstrüktif cerrahi aletidir. Aynı yöne bakan farklı uzunluktaki iki dik açılı ördek gagası bıçaktan oluşan asimetrik, çift uçlu tasarımı sayesinde, bir ucu vajinal boşluğun derinliklerine yerleştirilirken diğer ucu manuel traksiyon için ergonomik bir sap görevi görür.

Paslanmaya ve kusurlara karşı ömür boyu garanti sunacak şekilde üretilen bu Sims Vajinal Ekartör, 19 cm toplam uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, iki kaplama seçeneği sunar: rutin prosedürler için yüksek derecede parlatılmış Standart Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) veya parlama önleyici lazer cerrahisi kurulumları için optimize edilmiş, yansıma yapmayan Ebonize Kaplama. Satın alma menüsü beş seçilebilir bıçak boyutu sunar: 63.5 mm × 25 mm (\$91), 76 mm × 32 mm (\$93), 82.5 mm × 32 mm (\$95), 82.5 mm × 38 mm (\$97) ve 89 mm × 41 mm (\$99). Pürüzsüz ve yuvarlatılmış bıçak kenarları, mukozal kıvrımları laserasyondan korur.

Üstün bir hassasiyetle dövülen Retractor Maker üretimi Sims Vajinal Ekartör, tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki obstetrik ünitelerine, jinekoloji ameliyathanelerine ve kadın sağlığı kliniklerine eşsiz dayanıklılık, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest