



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Holscher Retraktoren

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Holscher Retraktoren

SKU RM-HLSR-1

\$43 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
7 mm Breit — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm breit — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm breit — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Holscher Retraktoren sind spezialisierte Instrumente für die spinale Mikrochirurgie, die speziell für die sichere, atraumatische Retraktion und den Schutz des Thekalsacks sowie der spinalen Nervenwurzeln bei posterioren lumbalen Dekompressionen entwickelt wurden. Dank des verlängerten, schlanken Schafts ermöglichen diese Retraktoren dem Chirurgen ein komfortables Arbeiten in tiefen Operationskorridoren, während die Griffe sicher außerhalb der mikroskopischen Sichtlinie bleiben.

Um unterschiedlichen anatomischen Anforderungen gerecht zu werden, weist die Holscher Retraktoren-Serie eine einheitliche Gesamtlänge von 9 ½ inches (24.13 cm) auf, was eine außergewöhnliche Reichweite bei Bandscheibenausräumungen bietet. Die Produktlinie umfasst drei wählbare Arbeitsbreiten: 7 mm (\$43) für schmale interlaminäre Fenster, 9 mm (\$46) für die Standard-Nervenwurzelmobilisation und 13 mm (\$49) für den breiten Schutz des Thekalsacks. Die glatt konturierten Blattkanten umschließen empfindliche Nervenfasern sicher, ohne lokale Traktionsneuropraxien zu verursachen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker Holscher Retraktoren so an, dass sie wiederholten Autoklavierzyklen standhalten. Dies bietet Wirbelsäulenchirurgen, Neurochirurgen und Orthopäden weltweit eine unnachgiebige strukturelle Steifigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest