



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Intraoral Pterigóideo Petri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador Intraoral Pterigóideo Petri

SKU RM-PPIOR-23-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Intraoral Pterigóideo Petri	23 cm de comprimento total, lâmina pterigóidea de 25.5 mm de largura	\$79
Manga Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Intraoral Pterigóideo Petri é um afastador cirúrgico essencial em cirurgias bucomaxilofaciais e ortognáticas, projetado especificamente para fornecer deslocamento atraumático de tecidos moles e proteção neurovascular durante osteotomias Le Fort. Projetado para deslizar atrás da tuberosidade maxilar, este instrumento protege a artéria maxilar interna e o plexo venoso pterigóideo contra osteótomos durante a disjunção pterigomaxilar.

Construído para suportar altas exigências físicas mantendo a facilidade de manuseio, esta configuração do Afastador Intraoral Pterigóideo Petri apresenta um comprimento total de 23 cm (79). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a largura da lâmina de trabalho incorpora um layout expansivo de 25.5 mm, otimizado para procedimentos com osteótomo Le Fort. As bordas da lâmina com contornos suaves envolvem a parede maxilar posterior de forma limpa, evitando lacerações de tecidos moles, enquanto o cabo ergonômico fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Intraoral Pterigóideo Petri para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros de cirurgia bucomaxilofacial, ortognática e craniofacial em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest