



## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Intraoral Bauer para Escotadura Sigmoidea

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador Intraoral Bauer para Escotadura Sigmoidea

**SKU** RM-BSNIOR-1

**\$79 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                                       | SKU / DETALLES | PRECIO (USD) |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Sin Guía de Luz (Izquierda o Derecha)                 | RM-BSNIOR-1-1  | \$79         |
| Con Guía de Luz de Fibra Óptica (Izquierda o Derecha) | RM-BSNIOR-1-2  | \$149        |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador intraoral Bauer para escotadura sigmoidea es un retractor quirúrgico maxilofacial especializado, diseñado específicamente para proporcionar una exposición segura y estable de la rama mandibular durante cirugías ortognáticas y reconstructivas. Diseñado con una punta anatómica contorneada para asentarse directamente en la escotadura sigmoidea de la mandíbula, este instrumento permite a los cirujanos retraer el músculo masetero y la envoltura perióstica de forma segura, alejándolos de la instrumentación de corte.

Diseñado para la versatilidad procedimental, este separador intraoral Bauer se ofrece en orientaciones específicas para el lado izquierdo y derecho para adaptarse a la anatomía del paciente. Cuenta con una hoja ligeramente curva combinada con un mango de gancho hueco que proporciona palanca ergonómica y un control sin fatiga. Los cirujanos pueden elegir entre un modelo estándar (\$79) y una configuración iluminada (\$149) que cuenta con una guía de luz de fibra óptica integrada que proporciona iluminación sin sombras en corredores intraorales profundos.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado que absorbe los reflejos, Retractor Maker suministra el separador intraoral Bauer no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, proporcionando a los cirujanos maxilofaciales una alta durabilidad y precisión quirúrgica.



## GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

### CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest