



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Tejidos Blandos Colaterales

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Tejidos Blandos Colaterales

SKU RM-CSTR-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Collateral Soft Tissue Retractor	Longitud de 9 ½", hoja de 45 mm, punta curva de 2 puntas de 11 mm	\$69
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$69

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Tejidos Blandos Colaterales es un instrumento quirúrgico ortopédico de ingeniería de precisión diseñado específicamente para proporcionar una retracción suave y antideslizante de los ligamentos colaterales, la cápsula y los tejidos blandos periarticulares durante la cirugía de reconstrucción de rodilla. Diseñado con un vástago arqueado y una punta curva de doble punta, este separador permite a los equipos quirúrgicos movilizar las capas de tejido de forma segura, alejándolas de los bloques de corte óseo.

Construido para un aclaramiento articular óptimo, esta configuración del Separador de Tejidos Blandos Colaterales presenta una longitud total de 9 ½ pulgadas (aprox. 24.13 cm, \$69). Su extremo de trabajo incorpora una hoja de 45 mm de longitud que termina en un diseño de 2 puntas de 11 mm de ancho construido sobre un patrón curvo. Este diseño anatómico de doble punta acuna el tejido ligamentoso de forma segura, distribuyendo las fuerzas de contracción a través de dos puntos de contacto para evitar el deslizamiento o la contusión tisular focal durante la artroplastia articular.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker produce el Separador de Tejidos Blandos Colaterales para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros de cirugía ortopédica una resistencia mecánica superior, resistencia a la corrosión y fiabilidad quirúrgica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest