



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Lateral Isolado Redundant

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal Lateral Isolado Redundant

SKU RM-RNWR-7IN-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Médio — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Grande — 7 in, lâmina de 9.0×2.5 cm	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
Extra Grande — 7 in, 9.0×3.0 cm lâmina	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Lateral Isolado Redundant é um instrumento cirúrgico ginecológico especializado, projetado especificamente para evitar que o tecido redundante da parede vaginal lateral colapse no corredor operatório durante procedimentos de excisão eletrocirúrgica por alça (LEEP) e cirurgia de ablação a laser. Revestido com uma camada de isolamento não condutora durável e resistente ao calor, este afastador evita que correntes elétricas parasitas e arcos térmicos danifiquem a mucosa vaginal saudável circundante.

Construído em uma configuração de tamanho padrão único com isolamento protetor especializado, este modelo de Afastador Vaginal Lateral Isolado Redundant apresenta um comprimento total da ferramenta de 7 polegadas (17.8 cm). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) premium de grau cirúrgico, a lâmina de trabalho mede 9.0 cm de comprimento × 2.0 cm de largura, fornecendo amplo suporte de superfície contra as dobras vaginais laterais. O acabamento do perfil de superfície combina interfaces de manuseio altamente polidas com uma camada de trabalho isolada em nylon azul segura para eletrocirurgia, que resiste a cortes e coagulações repetitivas de alta frequência sem ruptura dielétrica. O cabo plano ergonômico garante alavancagem manual livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado sob rigorosos padrões clínicos, a Retractor Maker fabrica o Afastador Vaginal Lateral Isolado Redundant para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de cirurgia ginecológica, clínicas de colposcopia e centros de saúde da mulher em todo o mundo excepcional segurança elétrica, resistência à

corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest