



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Yılan Karaciğer Retraktörleri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Yılan Karaciğer Retraktörleri

SKU RM-SLR-SERIES-1

\$299 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Üçgen Uç Modeli	RM-SLR-TRI-1	\$299
Gastrik Bant Uç Modeli	RM-SLR-GB-1	\$299
Dairesel Uç Modeli	RM-SLR-CIR-1	\$299
Kancalı Uç Modeli	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Poligon Uç Modeli	RM-SLR-POLY-1	\$299
5 Modelden Oluşan Komple Set	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Yılan Karaciğer Retraktörleri, üst gastrointestinal, bariatrik ve biliyer minimal invaziv cerrahi sırasında güvenli, geniş yüzeyli visseral deplasman ve hepatik lob retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış önemli bir laparoskopik karaciğer elevasyon aletleri serisidir. Standart 5 mm trokarlardan geçen ultra pürüzsüz distal geometriyle tasarlanan bu retraktörler, karaciğer parankiması altında tutma kuvvetlerini eşit şekilde dağıtarak kapsüler yırtıkları, subkapsüler hematomları veya fokal iskemik yaralanmaları önlerken, mide ve hiyatusa engelsiz bir optik koridor oluşturur.

Klinik çerçeve özelliklerine göre üretilen bu Yılan Karaciğer Retraktörleri serisi, 5 mm shaft çapına ve kanül lümeni aracılığıyla kapsamlı enzimatik dekontaminasyona izin veren özel entegre temizleme yıkama portu ile donatılmış 330 mm çalışma uzunluğuna sahiptir. Alman paslanmaz çeliğinden el yapımı olan cerrahlar, beş özel uç geometrisi arasında Düz veya Açılı shaft/uç profilleri arasından seçim yapabilirler: Geniş lateral lob elevasyonu için Üçgen, bariatrik tünelleme için Gastrik Bant, difüz peritoneal tutuş için Dairesel, odaklanmış ligamentöz

kavrama için Kancalı ve çok düzlemlı doku desteęi için Poligon (her biri \$299 veya 5'li Set için \$1,399). Ergonomik arka kadranı distal konumlandırmayı zahmetsizce kontrol eder.

Parlamayan saten mat yüzeyle dövölmüş olan Retractor Maker, Yılan Karacięer Retraktörlerini tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir ve dünya çapındaki minimal invaziv genel cerrahi sütünlerine, bariatrik merkezlere ve sindirim hastalıkları ameliyathanelerine olaęanüstü mekanik dayanıklılık, korozyon direnci ve eksiksiz otoklav güvenilirlięi saęlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest