



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador McCarthy Mini-Sternotomy com Universal Lift

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador McCarthy Mini-Sternotomy com Universal Lift

SKU RM-MMSR-1

\$699 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Barras Duplas do Afastador Torácico	Estrutura de afastamento primária modificada de 5 polegadas para separação esternal
1	Grampo Universal Bipartido	Grampo de montagem especializado para fixação de acessórios na estrutura
1	Grampo Universal	Bloco de fixação multiuso para integração de componentes
1	Suporte Principal	Suporte de montagem primário para apoiar braços afastadores auxiliares
1	Porta-Tubos	Fixa a tubulação cirúrgica dentro do layout do campo operatório
1	Barra Transversal em Ângulo Reto	Barra estrutural transversal para posicionamento de elementos afastadores auxiliares
1	Afastador de Cesta de Arame Grande (Maleável)	Cesta de arame maleável ampla para deslocamento suave de tecidos
2	Afastador de Cesta de Arame Pequeno (Maleável)	Cestas de arame maleáveis compactas para retração tecidual direcionada

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador McCarthy Mini-Sternotomy com Universal Lift é um sistema avançado de retração cardíaca projetado especificamente para procedimentos valvares e aórticos minimamente invasivos, onde o trauma cirúrgico mínimo é essencial. Ao combinar o afastamento esternal lateral confiável com capacidades de elevação vertical independentes, este sistema eleva a margem esternal esquerda para proporcionar um alinhamento visual direto com o átrio e as válvulas cardíacas.

Projetado para posicionamento torácico de precisão, o Afastador McCarthy Mini-Sternotomy com Universal Lift apresenta uma estrutura de afastamento torácico modificada de barra dupla de 5 polegadas, um conjunto Universal Lift removível integrado, um grampo universal bipartido, um grampo universal padrão, um suporte principal e uma barra transversal auxiliar em ângulo reto. O sistema é equipado com um suporte para tubo de sucção/irrigação e três afastadores de cesta de arame maleáveis (um grande e dois pequenos) que se adaptam às margens do tecido cardíaco sem trauma focal.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador McCarthy Mini-Sternotomy com Universal Lift não estéril e totalmente autoclavável dentro de um estojo de armazenamento protetor de alta resistência, oferecendo durabilidade cirúrgica e desempenho confiável em centro cirúrgico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest