



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vickers de Bajo Perfil

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vickers de Bajo Perfil

SKU RM-VLPR-SERIES-1

\$199 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
2×2 Ramas romas	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3×3 Dientes romos	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Valvas sólidas (cara lisa)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Vickers de Bajo Perfil es un retractor especializado para microcirugía y cirugía de mano, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos confiable y manos libres en corredores operatorios reducidos. Diseñado con un mecanismo de barra de resorte ultracompacto, este instrumento se apoya de forma plana contra la mano o la muñeca, lo que permite a los cirujanos separar los márgenes cutáneos y subcutáneos delicados limpiamente sin obstruir los microinstrumentos ni la línea de visión óptica.

Construido para navegar con facilidad en microincisiones estrechas, esta serie del Separador Vickers de Bajo Perfil se ofrece en dos variaciones de longitud total: 7.5 cm (3 pulgadas) y 9.0 cm (3 ½ pulgadas). Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento admite tres configuraciones modulares de extremos de trabajo de bajo perfil seleccionables mediante los parámetros de compra: un patrón de 2 × 2 dientes romos (\$199) para incisiones digitales focalizadas, un patrón ampliado de 3 × 3 dientes romos (\$219) para una retracción fascial más amplia, y un patrón de valvas sólidas de cara lisa (\$199) para una sujeción atraumática de tejidos blandos. Sus placas de retracción de carga lateral se asientan de forma segura bajo los márgenes de la herida sin causar desgarros tisulares locales.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Vickers de Bajo Perfil para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía de mano,

salas de cirugía plástica y clínicas ortopédicas ambulatorias de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest