



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'accès chirurgical lombaire Phantom ML MIS

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Système d'accès chirurgical lombaire Phantom ML MIS

SKU RM-PML-1

\$3,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Crochet droit 40 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 50 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 60 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 70 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 80 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 90 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Crochet droit 100 mm	Crochet de rétraction étroit spécialisé
1	Contrôle de pivot à poignée en T	Poignée de commande manuelle pour le réglage du pivot
1	Étau de table rotatif	Ancre l'ensemble au rail latéral de la table d'opération
1	Câble optique	Courbe standard, 10 ft, non stérile ; transmet la lumière de la source vers l'écarteur
1	Source lumineuse LED	Unité d'éclairage portable/de table
1	Bras articulé incliné	Bras multi-articulé avec pince à crémaillère reliant l'étau au cadre

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Écarteur pivotant de base lombaire MIS	Cadre de base structurel principal à crémaillère de 250 mm, chargement supérieur, pour l'accès lombaire
1	Connecteur de crémaillère	Relie les crémaillères auxiliaires au cadre principal
1	Porte-valve central pivotant	Crémaillère de 130 mm, chargement supérieur ; maintient la valve centrale avec contrôle pivotant
1	Écarteur à enjambement pivotant opposé	Bras de contre-rétraction à crémaillère de 225 mm, chargement latéral Sure-Lock, pour la stabilité latérale
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 × 50 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 × 60 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 × 70 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 × 80 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 × 90 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 × 100 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 × 110 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1 Paire	Valves biseautées (paire) 22 × 120 mm	Paire de valves d'écarteur avec extrémités biseautées
1	Contre-valve à dents courtes 14 × 40 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 × 50 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 × 60 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 × 70 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 × 80 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 × 90 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 × 100 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 × 110 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Contre-valve à dents courtes 14 × 120 mm	Contre-valve avec dents de préhension courtes
1	Valve en éventail à dents courtes 18 × 50 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Valve en éventail à dents courtes 18 × 60 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 × 70 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 × 80 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 × 90 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 × 100 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 × 110 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
2	Valve en éventail à dents courtes 18 × 120 mm	Valve en éventail à expansion distale avec dents courtes
1	Dilatateur 8 mm	Instrument de dilatation tissulaire séquentielle
1	Dilatateur 13 mm	Instrument de dilatation tissulaire séquentielle
1	Dilatateur 18 mm	Instrument de dilatation tissulaire séquentielle
1	Dilatateur 22 mm	Instrument de dilatation tissulaire séquentielle
1	Obturateur 18 mm	Instrument d'insertion initiale et de guidage
1	Obturateur 22 mm	Instrument d'insertion initiale et de guidage
1	Boîte de stérilisation	Conteneur de stockage pour l'organisation et le retraitement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'accès chirurgical lombaire Phantom ML MIS est une plateforme rachidienne mini-invasive avancée, fixée sur table, conçue pour fournir des couloirs de rétraction éclairés et personnalisables lors des décompressions et fusions lombaires postérieures. En utilisant une dilatation séquentielle couplée à une mécanique de valve pivotante à chargement par le haut, ce système maximise la visibilité opératoire au niveau de l'espace discal tout en minimisant les incisions cutanées craniale-caudales et la dénervation des muscles paraspinal.

Conçu pour l'adaptabilité procédurale, le système d'accès chirurgical lombaire Phantom ML MIS comprend un étau de table rotatif robuste, un bras articulé incliné, une base d'écarteur pivotante à chargement supérieur de 250 mm, un porte-valve central pivotant de 130 mm et un écarteur à chargement latéral de 225 mm. Le système intègre une source lumineuse LED de table avec un câble à fibre optique de 10 ft, 4 dilateurs séquentiels (8 mm à 22 mm), 2 obturateurs de guidage, 7 crochets droits, 8 paires de valves biseautées

(50-120 mm), 9 contre-valves à dents courtes (40-120 mm) et 14 valves en éventail à dents courtes (50-120 mm) à expansion distale.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) et d'alliages à haute résistance avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit le système d'accès chirurgical lombaire Phantom ML MIS complet, non stérile et entièrement autoclavable, dans un conteneur de stérilisation en aluminium robuste doté de racks de rangement dédiés.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest