



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Gelpi Crossover - Ángulos Profundos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Gelpi Crossover - Ángulos Profundos

SKU RM-GCRDA-1

\$124 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
3 1/2 in (9 cm) hoja	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) hoja	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) hoja	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) hoja	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) blade — Estándar	RM-GCRDA-1-5	\$124

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Gelpi Crossover - Ángulos Profundos es un instrumento quirúrgico autoestático especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción potente y manos libres de tejidos blandos y tendones durante procedimientos ortopédicos, espinales y reconstructivos profundos. Diseñado con una arquitectura innovadora de brazos cruzados (crossover), este separador proporciona una apertura mecánica expandida manteniendo un perfil compacto y bajo dentro de incisiones quirúrgicas profundas.

Adaptado para reparaciones tendinosas de extremidades superiores e inferiores y acceso a cavidades profundas, esta configuración del Separador Gelpi Crossover - Ángulos Profundos presenta una longitud total de 8 pulgadas (20.32 cm). Sus extremos de trabajo incorporan ángulos profundos con variaciones de diseño de puntas curvas, romas y agudas integradas en la línea de productos para adaptarse a diversas densidades de tejido. Las mandíbulas están equipadas con ranuras serradas especializadas que proporcionan un control preciso y un agarre seguro en márgenes fibrosos, mientras que su mecanismo de cremallera con anillas mantiene la tensión de retracción continua de forma automática.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Gelpi Crossover - Ángulos Profundos para resistir la contracción de tejidos pesados, proporcionando a los centros quirúrgicos ortopédicos, de mano y de columna de todo el mundo una estabilidad mecánica superior, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest