



製品パンフレット

Bose Tracheal Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bose Tracheal Retractor

SKU RM-BOTR-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
左用	RM-BOTR-1-1	\$29
右仕様	RM-BOTR-1-2	\$29

製品詳細

Bose Tracheal Retractorは、緊急および予定気管切開術において、非侵襲的で信頼性の高い気管露出を実現するために特別に設計された気道手術用レトラクターです。解剖学的な弯曲フックブレードを備えたこの器具により、術者は気管前筋膜や甲状腺峡部を圧排しながら、気管輪を的確に把持・挙上することができます。

正確な方向への牽引を目的に設計されたこのBose Tracheal Retractorモデルは、全長15 cm (\$29) で、左用および右用の構造的バリエーションを用意しています。この専用の幾何学的形状により、多様な患者の解剖学的構造や手技アプローチに合わせて、目的の側方へのアクセスが可能になります。また、人間工学に基づいたフラットなハンドルにより、気管カニューレ挿入時の重要な場面でも滑りにくく安定した手動グリップを保証します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、Retractor MakerはBose Tracheal Retractorを非滅菌かつ完全オートクレーブ対応の保護パッケージで供給します。耳鼻咽喉科、外傷外科、集中治療室（ICU）向けに、耐食性に優れ、即座に手術に使用できる不可欠な器具を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest