



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Orringer 頬開口器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Orringer 頬開口器

SKU RM-OCR-4IN-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Orringer 頬開口器	4" (10.16 cm) 全長、3" (8 cm) 幅、自己保持型スプリングワイヤー	\$49
保護スリーブ / 外箱	個別配送用パッケージ	\$49

製品詳細

Orringer 頬開口器は、口腔内処置において頬と唇をハンズフリーで両側牽引するために特別に設計された、歯科・口腔外科および顎顔面外科に不可欠なレトラクターです。解剖学的なスプリングアクション・ワイヤーフレームを採用しており、口腔前庭を自動的に広く開いた状態で保持するため、助手の介入を必要とせず、術者に上下の歯列全体にわたる広範かつ安定した術野を提供します。

患者の快適性と手術の操作性のバランスを考慮した標準サイズで構成されており、全長4インチ (10.16 cm)、展開幅3インチ (8 cm) のブレード仕様 (\$49) となっています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドメイドで製作されたこの自己保持型モデルは、粘膜を挟んだり組織を損傷させたりすることなく、口角を安全に保持する滑らかで輪郭のあるワイヤーループ構造を特徴としています。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Orringer 頬開口器は、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる高い耐食性と弾力性のあるスプリングテンションを備えており、世界中の口腔外科、インプラントセンター、口唇口蓋裂クリニックなどで長期間の使用に耐える耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest