



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Morris Sencillo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Morris Sencillo

SKU RM-MRSE-23-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Morris Sencillo	Longitud total de 230 mm (23 cm), hoja sólida en forma de L, mango fenestrado	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Morris Sencillo es un retractor de cirugía general fundamental, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento atraumático de tejidos blandos y retracción muscular durante procedimientos abdominales, pélvicos y torácicos mayores. Diseñado con una hoja profunda en ángulo recto, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos mantener capas musculares pesadas, tejido adiposo y vísceras limpiamente alejados del corredor operatorio.

Construido para un alcance más profundo y un alto apalancamiento mecánico, esta configuración del Separador Morris Sencillo presenta una longitud total de la herramienta de 230 mm (23 cm, \$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de su hoja incorpora una configuración de hoja sólida única en forma de L en ángulo recto con márgenes de retención redondeados que previenen el trauma en órganos parenquimatosos. El conjunto del mango cuenta con una estructura de agarre fenestrada integrada en un chasis de un solo extremo que reduce el peso de la herramienta y garantiza un control manual antideslizante durante procedimientos de varias horas.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Morris Sencillo para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, ofreciendo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y una fiabilidad clínica completa para centros de cirugía general y ginecológica en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest