



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Miller Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Miller Rake Retractor

SKU RM-MRR-514-1

\$39 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Profil à pointes mousses (Blunt)	Dimensions / Détails : longueur 5 ¼", largeur 15 mm, 9 dents mousses · Rôle clinique : Élévation sécurisée du lambeau cutané sans risque de perforation · Prix (USD) : \$39.00
1	Profil à pointes acérées (Sharp)	Dimensions / Détails : longueur 5 ¼", largeur 15 mm, 9 dents pointues · Rôle clinique : Prise ferme antidérapante sur le derme dense et les fascias fibreux · Prix (USD) : \$39.00
1	Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport standard · Rôle clinique : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Miller Rake Retractor est un écarteur manuel spécialisé pour la dermatologie et la chirurgie plastique, conçu spécifiquement pour assurer une élévation large et antidérapante des lambeaux cutanés et l'exposition des tissus sous-cutanés. Doté d'une tête large à 9 dents, cet instrument permet aux chirurgiens d'appliquer une contre-traction manuelle uniforme sur les plans cutanés et sous-cutanés sans provoquer de déchirure dermique focale ou d'ischémie marginale.

Configuré dans une taille standard pour optimiser la dextérité manuelle, ce modèle de Miller Rake Retractor présente une longueur totale de 5 ¼ pouces (13,3 cm) associée à une largeur d'extrémité de 15,0 mm (\$39). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument intègre une disposition dense de 9 dents personnalisables selon deux profils d'embouts distincts : des pointes mousses (Blunt) pour une manipulation sûre minimisant le traumatisme, ou des pointes acérées (Sharp) pour une prise ferme et fiable dans les plans fibreux denses. Le manche plat ergonomique assure un contrôle sans

fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Miller Rake Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie esthétique et reconstructrice du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest