



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Engh para Escotadura Intercondílea

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Engh para Escotadura Intercondílea

SKU RM-EINR-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Engh Intercondylar Notch Retractor	Longitud de 8 ⅞" (206.4 mm), punta de 2.25"	\$79
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Engh para escotadura intercondílea es un retractor quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar una exposición sin obstrucciones de la escotadura intercondílea y el fémur distal durante la artroplastia total de rodilla. Diseñado para asentarse firmemente en la escotadura femoral, este instrumento permite a los cirujanos preparar las superficies óseas, realizar resecciones de la escotadura y proteger el ligamento cruzado posterior (LCP) de las hojas de sierra oscilante.

Fabricado para la extracción de la articulación de la rodilla en adultos y la preparación ósea de precisión, este modelo de separador Engh para escotadura intercondílea presenta una longitud total de herramienta de 8 ⅞ pulgadas (206.4 mm, \$79). Su extremo de trabajo incorpora un pico contorneado dedicado de 2.25 pulgadas (57.1 mm) que se engancha de forma segura dentro de la escotadura, proporcionando una contra-tracción mecánica constante sobre los tejidos blandos circundantes. Su robusto mango ergonómico garantiza un control antideslizante y un apalancamiento máximo durante la manipulación de la articulación.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el separador Engh para escotadura intercondílea para soportar el alto torque ortopédico y los ciclos repetidos de autoclave hospitalaria, proporcionando a los equipos de reconstrucción de rodilla y reemplazo articular una durabilidad clínica inquebrantable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest