



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'écarteur bariatrique Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Système d'écarteur bariatrique Bookwalter

SKU RM-BBRS-1

\$1,899 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ	18" (45.7 cm)
1	Barre horizontale	Standard
1	Raccord de montant	Standard
6	Mécanisme de crémaillère inclinable	Multi-angle
1	Extension de crémaillère	Extension standard
1	Crémaillère rotative	Angle variable
1	Anneau ovale	Moyen
1	Valve Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Valve Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Valve Kelly	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Valve Balfour	3½" × 2¾" (8.9 × 7.0 cm)
1	Valve malléable	3" × 10" (7.6 × 25.4 cm)
1	Valve malléable	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Valve malléable	2" × 10" (5.1 × 25.4 cm)

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Valve malléable	4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)
1	Valve Harrington	2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm)
1	Boîte de stérilisation	Boîtier de protection

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur bariatrique Bookwalter est un écarteur autostatique fixé à la table, conçu pour assurer une exposition chirurgicale stable et sans assistance manuelle lors de procédures de chirurgie bariatrique ouverte nécessitant une rétraction spécialisée. Son cadre modulaire combine un montant de champ étendu, des barres de support horizontales, des mécanismes de crémaillère réglables et un anneau ovale pour créer une plateforme d'écartement rigide autour du champ opératoire.

La configuration bariatrique inclut un montant de champ de 18 pouces, six mécanismes de crémaillère inclinables multi-angles, une extension de crémaillère, une crémaillère rotative à angle variable et un anneau ovale moyen. Le kit comprend également une sélection de valves Kelly, Balfour, malléables et Harrington de différentes dimensions pour répondre aux diverses exigences d'écartement.

Le système complet est livré dans une boîte de stérilisation protectrice dédiée pour un stockage et un traitement organisés. Le système d'écarteur bariatrique Bookwalter est fourni non stérile et est conçu pour être réutilisable et autoclavable. Le nettoyage et la stérilisation doivent être effectués conformément aux procédures validées de l'établissement de santé avant utilisation.

Retractor Maker fournit le système d'écarteur bariatrique Bookwalter directement aux hôpitaux, distributeurs et autres clients B2B.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest