



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Kirschner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Kirschner

SKU RM-KR-SET-1

\$449 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base à rail autostatique	Châssis ovale ou carré (240×240 mm ou 340×240 mm)
4 à 6 valves	Valves tissulaires émoussées modulaires	Au choix : Set de 2 paires ou Set complet de 4 valves
4	Verrous à goupille de rétention individuels	Mécanismes d'ancrage coulissants pour sécuriser les valves
2	Bras d'écartement ergonomiques	Manches structurés ultra-légers avec bords externes lisses
1	Boîte / Stockage de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Kirschner est un système autostatique de renommée internationale, conçu pour offrir un écartement viscéral et pariétal large et multidirectionnel lors de laparotomies majeures en chirurgie générale, gynécologique et urologique. Doté d'un cadre périmétrique expansif, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de positionner plusieurs valves modulaires selon des angles personnalisés, établissant un couloir visuel statique et dégagé vers les espaces péritonéaux et rétropéritonéaux profonds sans assistance manuelle.

Adaptable à diverses anatomies et types d'incisions, cette série Retractor Maker propose des châssis de 240 mm × 240 mm ou des modèles étendus de 340 mm × 240 mm. Fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre un set de 2 paires de valves (\$449) comprenant deux valves de 40 mm × 65 mm et deux de 50 mm × 65 mm, ou le set complet de 4 valves (\$499) incluant trois valves de 50 mm × 65 mm, une de 80 mm × 90 mm, une de 98 mm × 50 mm et une de 105 mm × 35 mm. Des verrous à goupille de rétention individuels ancrent chaque valve le long du cadre pour éliminer

tout glissement peropératoire.

Doté d'une finition satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Kirschner pour résister aux cycles répétés d'autoclave, offrant aux blocs de laparotomie, centres d'oncologie et salles de reconstruction pelvienne une stabilité mécanique exceptionnelle et une résistance totale à la corrosion.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest